

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hla-Dr Umano/Di Scimmia Per Fc - P01903

Numero articolo: CM0011462



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro HLA-DRA (catena alfa DR dell'MHC II) per l'analisi mediante citometria a flusso delle cellule immunitarie umane e della scimmia cynomolgus. Ideale per l'immunofenotipizzazione e la ricerca sulla risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	anticorpo monoclonale di coniglio anti-HLA-DR umano/di scimmia
Note/alias	HLA-DRA1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	3122
GeneID	3122
Immunogeno	Proteina ricombinante di HLA-DRA umano.
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo, cynomolgus
SWISS	P01903
Peso della proteina	29 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio