

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hla-Dr Umano/Scimmia Per Fc - P01903

Numero articolo: CM0010751



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con ABflo 594, diretto contro la catena alfa HLA-DR umana e del macaco cinomolgo, validato per la citometria a flusso. Ideale per studi sulla presentazione dell'antigene MHC II e sulla risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-HLA-DR umano/scimmia
Note/alias	HLA-DRA1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	3122
GeneID	3122
Immunogeno	Proteina ricombinante HLA-DRA umana
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo, macaco cinomolgo
SWISS	P01903
Peso della proteina	29 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante