

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Uomo/Macaco Hla-Dr Per Fc - P01903

Numero articolo: CM0009214



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che bersaglia la catena alfa HLA-DR umana e del cinocefalo. Progettato per la citometria a flusso, permette l'identificazione delle cellule presentanti l'antigene che esprimono MHCII nella ricerca di profilazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rabbit anti-Human/Monkey HLA-DR mAb
Note/Alias	HLA-DRA1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3122
Immunogeno	Proteina ricombinante di HLA-DRA umana.
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Uomo, Cinocefalo
SWISS	P01903
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio