

Coniglio Anti-Umano/Scimmia Hla-Dr Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - P01903

Numero articolo: CM0012592



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio contro la catena alfa HLA-DR umana/scimmia. Validato per la citometria a flusso; ideale per studiare la presentazione dell'antigene MHC di classe II nella ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano/Scimmia HLA-DR mAb
Osservazioni/Alias	HLA-DRA1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3122
Gene ID	3122
Immunogeno	Proteina ricombinante di HLA-DRA umano
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	P01903
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio