

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-IgD Umana/Delle Scimmie Per Fc - P01880

Numero articolo: CM0005628



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-IgD umana/delle scimmie coniugato con per citometria a flusso (FC). Validato per umano e macaco Rhesus. Adatto per l'immunofenotipizzazione delle cellule B e per lo studio delle risposte immunitarie mediate da IgD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-IgD umana/delle scimmie
Specie	Umano
GeneID (umano)	3495
GeneID	3495
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 99-384 dell'IgD umana
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano, Macaco Rhesus
SWISS	P01880
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio