

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-IgD Umano/Di Scimmia Per Citometria A Flusso - P01880

Numero articolo: CM0012776



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-IgD umano/di scimmia, validato per la citometria a flusso. Riconosce la regione costante dell'IgD umano e del macaco cinomolgo. Ideale per studi sul recettore delle cellule B e sulla ricerca sull'immunità umorale. 47 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-IgD umano/di scimmia
Note/alias	IGHD
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	3495
GeneID	3495
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 99-384 dell'IgD umano
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo, macaco cinomolgo
SWISS	P01880
Peso della proteina	47 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante