


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-IgD Umana/Di Scimmia Per Citometria A Flusso - P01880

Numero articolo: CM0009656



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-IgD umana/di scimmia per citometria a flusso. Riconosce le IgD umane e di cynomolgus. Adatto per studi sul recettore delle cellule B, ricerche sulle immunoglobuline e applicazioni di immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-IgD umana/di scimmia
Note/Alias	IGHD
Specie	Umana
ID del gene	3495
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 99-384 delle IgD umane.
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	Citometria a flusso (FC)
Reattività crociata	Umana, cynomolgus
SWISS	P01880
Peso della proteina	47 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante