

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-IgD Umano/Scimmia Per Citometria A Flusso - P01880

Numero articolo: CM0006250



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che riconosce la regione costante delta delle catene pesanti delle immunoglobuline (IgD) umane/della scimmia per citometria a flusso. Validato per campioni umani e di macaco rhesus, con un peso proteico di 42 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-IgD Umano/Scimmia
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3495
GeneID	3495
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 99-384 dell'IgD umana
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano, Macaco Rhesus
SWISS	P01880
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio