

Coniglio Anti-Umano/Scimmia IgG Mab - Aaq57561.1

Numero articolo: CM0008768

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato mirante alla catena pesante IgG umana e di scimmia. Progettato per applicazioni di citometria a flusso intracellulare (FC intra). Mostra reattività crociata con IgG umana e di scimmia cinomolgo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	Coniglio anti-Umano/Scimmia IgG mAb
Specie	Scimmia
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 98-322 della IgG di scimmia (AAQ57561.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività crociata	Umano, Cinomolgo
Spedizione	Borsa del ghiaccio