

Mab Igm Anti-Uomo/Scimmia - P01871-1

Numero articolo: CM0007850

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con che bersaglia la regione costante della catena pesante delle IgM umane e di scimmia (P01871-1). Validato per IF/ICC e citometria a flusso. Ideale per la ricerca sulle cellule B e sulle immunoglobuline nello sviluppo di test diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb IgM anti-Uomo/Scimmia
Annotazioni/Alias	IGHM; AGM1; MU; VH; immunoglobulin heavy constant mu
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3507
GeneID	3507
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 21-453 delle IgM umane (P01871)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reattività crociata	Uomo, Cynomolgus
SWISS	P01871-1
Peso proteico	49kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio