

Coniglio Anti-Umano/Scimmia Igm Mab - P01871-1

Numero articolo: CM0004538

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio coniugato con mirante alla regione costante della catena pesante IgM umana e di cinomolgo. Adatto per applicazioni di immunofluorescenza (IF/ICC, IF-P) e citometria a flusso.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Coniglio anti-Umano/Scimmia IgM mAb
Osservazioni/Alias	IGHM; AGM1; MU; VH; immunoglobulina pesante costante mu
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3507
ID Gene	3507
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 218-453 dell'IgM umana (P01871)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF/ICC, IF-P, FC
Reattività crociata	Umano, Cinomolgo
SWISS	P01871-1
Peso proteico	49kDa/51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio