


Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-IgM Umano/Scimmia Per Fc - P01871

Numero articolo: CM0009051



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato ad specifico per la regione costante dell'IgM umano, validato per la citometria a flusso (FC). Reagisce in modo incrociato con il macaco cinomolgo, ideale per l'immunofenotipizzazione dei linfociti B e per gli studi sull'immunità umorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-IgM Umano/Scimmia
Osservazioni/Alias	MU; VH; AGM1
Specie	Umano
ID Gene	3507
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 218-453 dell'IgM umano (P01871)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano, Cinomolgo
SWISS	P01871
Peso Proteico	49 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio