


Coniglio Anti-IgM Umano/Scimmia Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - P01871

Numero articolo: CM0012281



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che targeting la regione costante della catena pesante IgM umana/scimmia (P01871), progettato per la citometria a flusso. Ideale per la ricerca sulle cellule B e sull'immunità umorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-IgM Umano/Scimmia mAb
Note/Alias	MU; VH; AGM1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3507
GeneID	3507
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 218-453 dell'IgM umana (P01871).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	P01871
Peso Proteico	49kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio