

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Igm Umana/Macaco Per If/Icc & Fc - P01871-1

Numero articolo: CM0011097

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta purezza contro IgM umana/cinomoigo, coniugato con , validato per immunofluorescenza e citometria a flusso. Bersaglia la regione costante della IgM secreta (SWISS: P01871-1). Ideale per la ricerca sull'immunità umorale e lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human/Monkey IgM mAb
Note/Alias	IGHM; AGM1; MU; VH; immunoglobulin heavy constant mu
Specie	Umana
GeneID	3507
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 218-453 della IgM umana (P01871)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reattività crociata	Uomo, Cynomolgo
SWISS	P01871-1
Peso proteico	49kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio