

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Ki67 Umano/Scimmia Mab - P46013

Numero articolo: CM0012228



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-Ki67 umano/scimmia progettato per la citometria a flusso intracellulare. Mira al marcatore di proliferazione umano Ki67; reagisce in modo incrociato con il cinomolgo. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e l'oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-Ki67 umano/scimmia mAb
Note/Alias	KIA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
Specie	Umano
GeneID	4288
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 2271-2370 del Ki67 umano (NP_002408.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività incrociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	P46013
Peso proteico	319kDa/359kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio