

Anticorpo Monoclonale Conigliato Anti-Uomo/Scimmia Ki67 Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - P46013

Numero articolo: CM0010317



introduzione

Anticorpo monoclonale conigliato coniugato contro Ki67 umano e di scimmia (P46013). Progettato per citometria a flusso intracellulare, permette la rilevazione diretta delle cellule in proliferazione in applicazioni di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human/Monkey Ki67 mAb
Note/Alias	KIA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	4288
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 2271-2370 di Ki67 umano (NP_002408.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	Citometria a Flusso (Intracellulare) (FC (intra))
Reattività Crociata	Uomo, Cynomolgus
SWISS	P46013
Peso Proteico	319kDa/359kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio