

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Uomo/Scimmia Ki67 Per Citometria A Flusso - P46013

Numero articolo: CM0011365



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con fluoroforo contro Ki67 umano, validato per citometria a flusso intracellulare. Reagisce in modo crociato con la scimmia cinocefalo. Adatto per studi di proliferazione e ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rabbit anti-Uomo/Scimmia Ki67 mAb
Note/Alias	KIA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	4288
ID Gene	4288
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 2271-2370 di Ki67 umano (NP_002408.3)
Origine	Rabbit (Coniglio)
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Crociata	Uomo, Cinocefalo
SWISS	P46013
Peso Proteico	319kDa/359kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio