


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ki67 Umano/Di Scimmia Per Citometria A Flusso Intracellulare - P46013

Numero articolo: CM0011146



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , che riconosce il Ki67 umano e di scimmia, validato per la citometria a flusso intracellulare per misurare la proliferazione cellulare nella ricerca sul ciclo cellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Ki67 umano/di scimmia
Note/Alias	KIA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
Specie	Umano
ID del gene (umano)	4288
ID del gene	4288
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 2271-2370 del Ki67 umano (NP_002408.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività crociata	Umano, macaco cinomolgo
SWISS	P46013
Peso della proteina	319 kDa/359 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante