

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Ki67 Umano/Scimmia Per Citometria Di Flusso Intracellulare - P46013

Numero articolo: CM0004283

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato diretto contro Ki67, un marcatore di proliferazione. Validato per citometria di flusso intracellulare in campioni umani e di cinomolgo. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human/Monkey Ki67 mAb
Annotazioni/Alias	KIA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
Specie	Umana
GeneID (Umana)	4288
GeneID	4288
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 2271-2370 di Ki67 umano (NP_002408.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività crociata	Uomo, Cynomolgus
SWISS	P46013
Peso proteico	319kDa/359kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio