

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Uomo/Mouse Cd276/B7-H3 Per Fc - Q5Zpr3-2

Numero articolo: CM0011499

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio anti-uomo/mouse CD276 (B7-H3) validato per citometria a flusso. Riconosce l'isoforma 2 della molecola immuno costimolatoria; peso molecolare previsto ~34 kDa, rilevato a 33/52/57 kDa. Reagisce in modo crociato con uomo e mouse.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human/Mouse CD276/B7-H3 mAb
Note/Alias	CD276; 4Ig-B7-H3; B7-H3; B7H3; B7RP-2; Antigene CD276
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	80381
GeneID	80381
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-245 di CD276/B7-H3 umano (NP_079516.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo, Mouse
SWISS	Q5ZPR3-2
Peso proteico	33kDa/52kDa/57kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio