

## Anticorpo Monoclonale Abflo 647 Coniglio Anti-Umano/Murino Cd276/B7-H3 Per Citometria A Flusso - Q5Zpr3-2

Numero articolo: CM0011368

### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia CD276 (B7-H3) coniugato con ABflo 647, validato per citometria a flusso su campioni umani e murini. Basato su immunogeno ricombinante. UniProt Q5ZPR3-2. Ideale per la ricerca in immuno-oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | Rabbit anti-Human/Mouse CD276/B7-H3 mAb                                                                                      |
| Note/Alias          | B7H3; B7-H3; B7RP-2; 4Ig-B7-H3                                                                                               |
| Specie              | Umana                                                                                                                        |
| ID genico (umano)   | 80381                                                                                                                        |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-245 di CD276 umano (NP_079516.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                        |
| Applicazione        | FC                                                                                                                           |
| Reattività crociata | Umana, Murina                                                                                                                |
| SWISS               | Q5ZPR3-2                                                                                                                     |
| Peso proteico       | 33kDa/52kDa/57kDa                                                                                                            |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                        |