

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Umano/Topo Cd276/B7-H3 Per Citometria A Flusso - Q5Zpr3-2

Numero articolo: CM0008351

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato diretto contro CD276/B7-H3 (SWISS: Q5ZPR3-2). Adatto per citometria a flusso, con reattività crociata verso uomo e topo. Ideale per studi su checkpoint immunitari e analisi del microambiente tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human/Mouse CD276/B7-H3 mAb
Note/Alias	CD276; 4Ig-B7-H3; B7-H3; B7H3; B7RP-2; Antigene CD276
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	80381
GeneID	80381
Immunogeno	Proteina ricombinante di fusione contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-245 della proteina CD276/B7-H3 umana (NP_079516.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q5ZPR3-2
Peso proteico	33kDa/52kDa/57kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio