

Anticorpo Monoclonale Coniugato, Coniglio Anti-Umano/Topo Cd276/B7-H3 Per Citometria A Flusso - Q5Zpr3-2

Numero articolo: CM0008003

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che riconosce CD276/B7-H3 umano/topo, una molecola costimolatoria. Validato per citometria a flusso. Riconosce l'isoforma 2 (Q5ZPR3-2). Adatto per la ricerca sui checkpoint immunitari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale coniugato, coniglio anti-umano/topo CD276/B7-H3
Note/Alias	B7H3; B7-H3; B7RP-2; 4Ig-B7-H3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	80381
ID Gene	80381
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-245 di CD276/B7-H3 umano (NP_079516.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q5ZPR3-2
Peso Proteico	33kDa/52kDa/57kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio