

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Umano/Murino Cd351/Fcamr - Q8Wwv6

Numero articolo: CM0008189

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta affinità contro CD351/FCAMR, coniugato con . Validato per citometria a flusso con campioni umani e murini. Ideale per studiare le risposte immunitarie mediate dal recettore per IgA/IgM.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Umano/Murino CD351/FCAMR
Note/Alias	CD351; FCA/MR; FKSG87; Fcalpha/muR
Specie	Umano
GenelD (Umano)	83953
GenelD	83953
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 17-450 del CD351/FCAMR umano (Q8WWV6-1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q8WWV6
Peso Proteico	57kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio