

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Foxp3 Umano/Murino Per Fc (Intra) - Q9Bzs1

Numero articolo: CM0010070



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-FOXP3 Umano/Murino per citometria a flusso intracellulare (FC intra). Reagisce in modo incrociato con FOXP3 umano e murino. Adatto per la ricerca sui Treg.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-FOXP3 Umano/Murino
Note/Alias	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
Specie	Umano/Murino
GeneID (umano)	50943
GeneID	50943
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di FOXP3 umano/murino (NP_054728.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Incrociata	Umano, Murino
SWISS	Q9BZS1
Peso Proteico	47 kDa/43 kDa/50 kDa/44 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio