

Coniglio Anti-Umano/Mouse Integrina Alfa 5 (Itga5/Cd49E) Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - P08648

Numero articolo: CM0004140



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio contro l'integrina alfa-5 umana/mouse (ITGA5, CD49e), validato per la citometria a flusso. Funziona come recettore della fibronectina coinvolto nell'adesione cellulare. Adatto per la ricerca IVD e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano/Mouse Integrina alfa 5 (ITGA5/CD49e) mAb
Osservazioni/Alias	FNRA; CD49e; VLA-5; VLA5A
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3678
Gene ID	3678
Immunogeno	Proteina ricombinante di alfa 5 umana/mouse (ITGA5/CD49e)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	P08648
Peso Proteico	115kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio