

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Uomo/Mouse Pdgfra (Cd140A) Per Fc - P16234

Numero articolo: CM0011547



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit coniugato diretto contro il dominio extracellulare di PDGFR α (CD140a) umano e murino. Validato per citometria a flusso (FC). Reagisce con campioni umani e murini. Ideale per la ricerca sul cancro e la biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human/Mouse PDGFR α /CD140a mAb
Note/Alias	PDGFRA; CD140A; PDGFR-2; PDGFR2; GAS9; RHEPDGFRA; recettore alfa del fattore di crescita derivato dalle piastrine
Specie	Uomo
GeneID (umano)	5156
GeneID	5156
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-524 di PDGFR α umano (NP_006197.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo, Mouse
SWISS	P16234
Peso proteico	24kDa/82kDa/122kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio