

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano/Topo Pdgfra/Cd140A Per Fc - P16234

Numero articolo: CM0010095



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro PDGFR α /CD140a umano/topo, validato per citometria a flusso. Adatto per lo studio della segnalazione PDGF nello sviluppo, nella guarigione delle ferite e nella ricerca oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-umano/topo PDGFR α /CD140a
Note/Alias	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2
Specie	Umana
Gene ID (Umano)	5156
Gene ID	5156
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-524 di PDGFR α umano (NP_006197.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	P16234
Peso proteico	24kDa/82kDa/123kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio