

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Foxp3 Umano/Murino/Di Scimmia Per Citometria A Flusso - Q9Bzs1

Numero articolo: CM0009820



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro FOXP3, validato per la citometria a flusso intracellulare nell'uomo, nel topo e nel macaco cinomolgo. Ideale per l'identificazione delle Treg e gli studi sulla funzione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	anticorpo monoclonale di coniglio anti-FOXP3 umano/murino/di scimmia
Note/Alias	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
Specie	Uomo
GeneID	50943
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 del FOXP3 umano (NP_054728.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività crociata	Uomo, topo, macaco cinomolgo
SWISS	Q9BZS1
Peso della proteina	47 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante