

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Foxp3 Umano/Murino/Scimmia Per Citometria A Flusso Intracellulare - Q9Bzs1

Numero articolo: CM0010523



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , specifico per FOXP3 umano, murino e di macaco cinomolgo, validato per la citometria a flusso intracellulare. Ideale per la ricerca sui Treg e gli studi sull'omeostasi immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-FOXP3 umano/murino/scimmia
Note/Alias	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
Specie	Umano
GenelD (umano)	50943
GenelD	50943
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di FOXP3 umano (NP_054728.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività crociata	Umano, murino, macaco cinomolgo
SWISS	Q9BZS1
Peso della proteina	47 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante