

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ing3 Per Wb Ed Elisa - Q9Nxr8

Numero articolo: CM0024792



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ING3 umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Rileva ING3, una subunità del complesso NuA4, supportando la ricerca su cromatina e trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb Coniglio ING3
Note/Alias	Eaf4; ING2; MEAF4; p47ING3; ING3
Specie	Umano
GeneID	54556
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-92 di ING3 umano (NP_938008.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NXR8
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio