


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Kiaa0101 Per Wb E Elisa - Q15004

Numero articolo: CM0013544



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato all'umano KIAA0101 (PAF15), validato per Western blot ed ELISA. Adatto per applicazioni di ricerca sulla riparazione del DNA, ciclo cellulare e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KIAA0101 Rabbit pAb
Note/Alias	L5, PAF, OEATC, PAF15, OEATC1, p15PAF, NS5ATP9, OEATC-1, p15/PAF, KIAA0101, p15(PAF)
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	9768
ID Gene	9768
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 39-111 di KIAA0101 umano (NP_055551.1))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q15004
Peso Proteico	12kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio