


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Megalin/Lrp2 Per If-P E Fc (Intracellulare) - P98164

Numero articolo: CM0009403



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia la Megalin/LRP2 umana. Convalidato per immunofluorescenza su sezioni di paraffina (IF-P) e citometria a flusso intracellulare (FC). Presenta reattività crociata con topo e ratto. Adatto per studi di endocitosi, riassorbimento renale e neurosviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-Megalin/LRP2 umana
Note/Alias	LRP2, DBS, GP330, proteina 2 correlata al recettore LDL
Specie	Umana
GeneID (Umana)	4036
GeneID	4036
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante corrispondente agli amminoacidi 4446-4655 della Megalin/LRP2 umana (NP_004516.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF-P, FC (intra)
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P98164
Peso proteico	521 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio