

Anticorpo Monoclonale (Mab) Di Coniglio Anti-Ige Di Scimmia - Ige

Numero articolo: CM0005502

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-IgE di scimmia cinomolgo, prodotto utilizzando un immunogeno proteico di fusione ricombinante. Adatto per applicazioni di citometria a flusso in ambito diagnostico e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-IgE di scimmia
Osservazioni/Alias	IgE; IGHE
Specie	Scimmia cinomolgo
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 99-429 della IgE di scimmia (EHH62331.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Cynomolgus
Spedizione	Borsa del ghiaccio