

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd10 Di Topo Per Fc - Q61391

Numero articolo: CM0007975



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato ad contro il CD10 (neprilisina) di topo per citometria a flusso. Immunogeno ricombinante, validato nel topo. Strumento essenziale per la ricerca sui neuropeptidi e sul sistema cardiovascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD10 di topo
Note/alias	Mme
Specie	Topo
GeneID (umano)	4311
GeneID	17380
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 52-750 del CD10 di topo (NP_032630.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q61391
Peso della proteina	86 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante