

Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Topo Cd10 (Mme) Per Citometria A Flusso - Q61391

Numero articolo: CM0004322



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro il CD10 del topo (neprilisina, Mme). Validato per la citometria a flusso (FC). Ideale per studiare la degradazione dei neuropeptidi e l'espressione dei marcatori di superficie cellulare in modelli murini. - Q61391

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-topo CD10
Osservazioni/Alias	Mme
Specie	Topo
GeneID (umano)	4311
GeneID	17380
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 52-750 del CD10 del topo (NP_032630.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Topo
SWISS	Q61391
Peso proteico	86kDa
Spedizione	Sacca refrigerante