

Anticorpo Monoclonale Coniglio Topo Contro Cd10 Di Topo Per Citometria A Flusso - Q61391

Numero articolo: CM0005220

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che bersaglia il CD10 di topo (neprilisina) per citometria a flusso. Validato su campioni di topo, riconosce una metalloproteasi di superficie cellulare da 86 kDa coinvolta nella degradazione dei peptidi oppioidi e dell'ANF. Ideale per l'immunofenotipizzazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio contro CD10 di topo
Note/Altri nomi	Mme
Specie	Topo
GeneID (Umano)	4311
GeneID (Topo)	17380
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 52-750 del CD10 di topo (NP_032630.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Topo
SWISS	Q61391
Peso proteico	86 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio