

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Mouse Cd102 Per Citometria A Flusso - P35330

Numero articolo: CM0007926



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il CD102 del topo (ICAM-2), coniugato con per citometria a flusso. Riconosce il CD102 del topo, una molecola di adesione cellulare di 31kDa coinvolta nelle interazioni leucocitarie ed endoteliali. Adatto per la ricerca in immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Monoclonale di Coniglio anti-Mouse CD102
Note/Alias	CD102; Ly-60; Icam-2
Specie	Topo
GeneID (Umano)	3384
GeneID (Topo)	15896
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-222 del CD102 del topo (NP_034624.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P35330
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio