

Coniglio Anti-Mouse Cd102 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - P35330

Numero articolo: CM0006084



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che si targeting del CD102 murino (Icam-2) per citometria a flusso (FC). Reagisce con campioni di topo; ideale per studiare l'adesione dei leucociti, la sorveglianza immunitaria e le interazioni delle cellule endoteliali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Mouse CD102 mAb
Osservazioni/Alias	CD102; Ly-60; Icam-2
Specie	Mouse
GeneID (umano)	3384
GeneID	15896
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-222 del CD102 murino (NP_034624.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	P35330
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio