

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Topo Cd103 Per Citometria A Flusso - Q60677

Numero articolo: CM0010016

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che bersaglia la CD103 di topo (integrina alfa-E). Validato per citometria a flusso, reagisce con il topo. Utile per lo studio dell'adesione linfocita-epiteliale. Peso molecolare ~129 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse CD103 mAb
Note/Alias	CD103; aM290; alpha-E1; A530055J10; alpha-M290
Specie	Topo
GeneID (umano)	3682
GeneID	16407
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 191-385 della CD103 di topo (NP_032425.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q60677
Peso proteico	129kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio