

Mab Coniglio Anti-Cd105/Endogлина Di Topo Per Fc - Q63961

Numero articolo: CM0011954

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che bersaglia la CD105/Endogлина di topo. Adatto per citometria a flusso. Consente lo studio dell'angiogenesi, della segnalazione TGF-beta/BMP e della biologia vascolare. Immunogeno ricombinante.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-CD105/Endogлина di topo
Note/Alias	Endo; CD105; S-endogлина
Specie	Topo
ID genico (Umano)	2022
ID genico	13805
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Topo
SWISS	Q63961
Peso proteico	70kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio