

Mab Coniugato Di Coniglio Anti-Cd105/Endoglina Di Topo Per Citometria A Flusso - Q63961

Numero articolo: CM0011424

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro la proteina CD105/Endoglina di topo. Validato per citometria a flusso, reattività su topo. 70 kDa. Adatto per la ricerca sull'angiogenesi, la biologia vascolare e la segnalazione del TGF-beta.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb Rabbit anti-Mouse CD105/Endoglin
Note/Alias	Endo; CD105; S-endoglin
Specie	Topo
ID genico (Umano)	2022
ID genico (Topo)	13805
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-581 della CD105 di topo (NP_031958.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Topo
SWISS	Q63961
Peso proteico	70kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio