

Coniglio Anti-Mouse Cd105/Endoglin Mab Per Citometria A Flusso - Q63961

Numero articolo: CM0005422

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che targeting del CD105/Endoglin murino (Q63961). Immunogeno ricombinante per specificità. Ideale per la ricerca sull'angiogenesi e la biologia vascolare basata sulla citometria a flusso.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Mouse CD105/Endoglin mAb
Osservazioni/Alias	Endo; CD105; S-endoglin
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	2022
GeneID	13805
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 27-581 del CD105 murino (NP_031958.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	Q63961
Peso Proteico	70kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio