

Coniglio Anti-Mouse Cd112/Nectin-2 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - P32507

Numero articolo: CM0008884



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-mouse CD112/Nectin-2 coniugato con per citometria a flusso. Mira alla proteina di adesione e modulatore delle cellule T nectin-2; adatto per campioni di topo nella ricerca sulla regolazione immunitaria e l'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Mouse CD112/Nectin-2 mAb
Note/Alias	MPH; Pvr; Pvs; Cd112; Pvrl2; nectin-2
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	5819
Gene ID	19294
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 32-345 del CD112/Nectin-2 di topo (NP_033016.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	P32507
Peso Proteico	57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio