

Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniugato Con Coniglio Anti-Cd117/C-Kit Di Topo Per Citometria A Flusso - P05532

Numero articolo: CM0011525



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , validato per citometria a flusso, che rileva il CD117/c-Kit del topo (SWISS: P05532). Rileva il recettore di superficie su cellule ematopoietiche e germinali; adatto per la ricerca sulle cellule staminali e l'analisi dei mastociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifica	Dettaglio
Nome del prodotto	mAb coniglio anti-CD117/c-Kit di topo
Note/Alias	W, Bs, Fdc, Ssm, SC01, SC05, SOW3, CD117, c-KIT, Tr-kit, Gsfsc01, Gsfsc05, Gsfscow3
Specie	Topo
GeneID (Umano)	3815
GeneID	16590
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-523 del CD117/c-Kit di topo (NP_001116205.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Topo
SWISS	P05532
Peso proteico	22kDa/108kDa/109kDa
Spedizione	Sacca refrigerante