

Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Topo Cd117/C-Kit Per Citometria A Flusso - P05532

Numero articolo: CM0009637



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato coniglio anti-topo CD117/c-Kit, validato per la citometria a flusso. Reagisce specificamente con il CD117 di topo, ideale per la ricerca sulle cellule staminali ematopoietiche, sui mastociti e sulla melanogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb coniugato coniglio anti-topo CD117/c-Kit
Note/Alias	W; Bs; Fdc; Ssm; SC01; SC05; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3
Specie	Topo
ID gene (Umano)	3815
ID gene	16590
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-523 del CD117/c-Kit di topo (NP_001116205.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Topo
SWISS	P05532
Peso proteico	22kDa/108kDa/109kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio