

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Mouse Cd119/Recettore 1 Dell'ifn-Gamma Mab - P15261

Numero articolo: CM0011718

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro il CD119 del topo (recettore 1 dell'IFN-gamma). Adatto per citometria a flusso per caratterizzare la segnalazione dell'interferone gamma nelle cellule immunitarie. Specifico per il topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Mouse CD119/Recettore 1 dell'IFN-gamma mAb
Note/Alias	Ifgr; CD119; Ifngr; Nktar; IFN-gammaR
Specie	Topo
GeneID (umano)	3459
GeneID	15979
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-250 del recettore 1 del CD119/IFN-gamma del topo (NP_034641.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P15261
Peso Proteico	52 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio