

Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Topo Cd11A Per Citometria A Flusso - P24063

Numero articolo: CM0010675

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che riconosce il CD11a del topo (Integrina alfa-L). Ideale per la citometria a flusso (FC). Adatto per studi sull'adesione leucocitaria e applicazioni di ricerca sulle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb coniglio anti-topo CD11a coniugato
Note/Alias	Cd11a; LFA-1; Ly-15; Ly-21; (p180); LFA-1A
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	3683
ID Gene	16408
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 149-340 del CD11a del topo (NP_001240801.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P24063
Peso Molecolare Proteico	128kDa
Spedizione	Sacca refrigerante