

Coniglio Anti-Mouse Cd11A Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - P24063

Numero articolo: CM0007736

introduzione

Questo anticorpo monoclonale coniugato di coniglio riconosce specificamente il CD11a murino (catena alfa LFA-1), validato per la citometria a flusso (FC). Ideale per immunofenotipizzazione e studi di adesione dei leucociti in modelli murini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Mouse CD11a mAb
Osservazioni/Alias	Cd11a; LFA-1; Ly-15; Ly-21; (p180); LFA-1A
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	3683
GeneID (Mouse)	16408
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	P24063
Peso Proteico	128kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio