


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd11B Di Topo Per Fc - P05555

Numero articolo: CM0012320



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro CD11b di topo (Integrina alfa-M). Adatto per la citometria a flusso (FC). Reagisce con il topo. Ideale per lo studio dell'adesione leucocitaria, della funzione del recettore del complemento e della neuroinfiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD11b di topo
Note/Alias	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Specie	Topo
GeneID (Umano)	3684
GeneID	16409
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 143-337 di CD11b di topo (NP_032427.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P05555
Peso molecolare della proteina	127 kDa
Spedizione	Confezione refrigerante